

### *Инструкция по применению*

**Паста для отбеливания и тонкой полировки эмали зубов**

**«ПолирПаст – Z+W»**

**по ТУ 9391-022-49908538-2008**

**РУ № ФСР 2009/04041 от 21.01.2009**

#### **Показания**

- окончательная полировка и отбеливание эмали после удаления зубного камня;
- снятие мягкого зубного налета механическим способом;
- отбеливание эмали зубов.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### **Состав**

Корунд F1200  
Каолин  
Оксид цинка  
Неосвит  
Силикон  
Диоксид титана  
Карбамида пероксид

#### **Свойства**

Принцип действия «ПолирПаст-Z+W» основан на специфических свойствах мелкодисперсного абразива и отбеливающих свойствах перекиси карбамида.

«ПолирПаст-Z+W» снимает мягкий зубной налет, не повреждая эмали, производит отбеливание, позволяет достичь максимального эстетического эффекта.

#### **Способ применения**

Нанести на полировальную головку необходимое количество «ПолирПаст-Z+W». Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого результата. После окончания процедур смыть остатки пасты водой.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Паста (пластиковая банка) 40 г – 1 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.  
Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### **Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru